

**Descrição**

A Água para Biologia Molecular *pht* é DNase/RNase free e obtida por um sofisticado sistema de purificação. Este produto pode ser utilizado em qualquer procedimento de Biologia Molecular que exija elevado grau de pureza. Além disso, a Água para Biologia Molecular da *pht* é indicada para o preparo de soluções que exijam qualidade analítica e extrema pureza.

**Apresentação**

Composição	Código
Água para Biologia Molecular	S3

**Condições de armazenamento e transporte**

- A Água para Biologia Molecular da *pht* pode ser transportada e armazenada à temperatura ambiente, entre 15 °C e 30 °C.

**Medida de segurança**

Para informações sobre biossegurança e orientações em casos de acidentes com o produto, consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS), disponível por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Phoneutria Biotecnologia e Serviços. O contato pode ser feito pelo e-mail [pht@phoneutria.com.br](mailto:pht@phoneutria.com.br) ou pelos telefones (31) 99585-3050 e (31) 3427-6413.

**Protocolo**

A utilização da Água para Biologia Molecular da *pht* dependerá do tipo de ensaio a ser conduzido pelo manipulador. Utilize os volumes necessários de acordo com o protocolo a ser realizado.

Dúvidas? Ligue ou mande uma mensagem para o nosso Setor Técnico.  
E-mail: [pht@phoneutria.com.br](mailto:pht@phoneutria.com.br)

 **(31) 99585-3050**

**Visite o nosso site:**

